



PRODUKTARK (Ver. 1.0)

Alarmtryk med faldsensor (CM-869-FALL)

ANVENDELSE

Alarmtryk med indbygget automatisk registrering af fald. Til faldtruede borgere, som ikke vil være i stand til at aktivere et manuelt nødkald ved fald, f.eks. borgere med epilepsi eller anden sygdom.

Faldsensoren fungerer også som manuelt nødkald med alarmering via tryk.

ALARMERING

- Der sendes automatisk alarm til personalet, hvis borgeren falder.
- Der sendes alarm, når nødkaldet aktiveres ved tryk på den blå knap.
- Alarmer modtages via IntelligentCARE app. Ved alarm vises, hvilket nødkald der er aktiveret.
- Alarm ved lavt batteri.

FUNKTIONER OG FORDELE

- Bæres som halssmykke og kan anvendes med vores zone positionering både ude og inde.
- Er vandtæt.
- Indeholder et lille accelerometer, som registrerer et fald og sender alarm ved fald.

NETVÆRK

Nødkaldet kommunikerer med IntelligentCARE gateway, eller i kombination med vores to-vejs nødkaldsbase for samtale.

SPECIFIKATIONER

Varenummer	ICM16009
Frekvens	869 MHz
Batteritype	CR2477 3V lithium batteri
Batterilevetid	Minimum 2 år
Driftstemperatur	-10° til +45° C
IP-klassifisering	IP45
Dimensioner	58,6 x 42 x 19 mm

ACCESS TECHNOLOGY A/S

HOVEDAFDELING: Møgelgårdsvej 14A • DK - 8520 Lystrup • T: +45 32 20 10 53 • CVR: 32831192 • www.acct.dk

SALGSAFDELING SJÆLLAND: Norvangen 3D, Opg. C, 2 sal • DK - 4220 Korsør • T: +45 70 27 66 45 • www.intelligentcare.com